

診断機器の精度管理状況一覧

	機器	機種名	メーカー	方法	頻度
臨床検査	遠心分離機（生化学）	テーブルトップ遠心機4000型3号機	久保田商事株式会社	外部定期点検	1回/年
				院内定期点検	1回/日
	遠心分離機（冷却）	CF5RE	エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ株式会社	外部定期点検	1回/年
				院内定期点検	1回/日
	遠心分離機（凝固）	日立卓上遠心機 CT6E	エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ株式会社	外部定期点検	1回/年
				院内定期点検	1回/日
冷蔵庫（検体保管、2～8℃） 温度計	外部センサー付き温湿度計 AD-5680	株式会社エー・アンド・ディ	院内標準温度計との定期点検	1回/年	
			院内定期点検	1回/日	
冷凍庫（検体保管、-40℃） 温度計	NTS9888	アズワン	院内標準温度計との定期点検	1回/年	
			院内定期点検	1回/日	
冷凍庫内蔵温度計（検体保管、-80℃）	CLN-32U	日本フリーザー	院内定期点検	1回/日	

	機器	型番・装置名	メーカー	方法	頻度
生理検査	心電図計	cardiofaXG ECG2550 20059	日本光電	外部定期点検	1回/年
				院内定期点検	1回/日(平日)
	心電図計	cardiofaXG ECG2550 20058	日本光電	外部定期点検	1回/年
				院内定期点検	1回/日(平日)
	ポータブル心電図計	cardiofaXG ECG2550 01728	日本光電	外部定期点検	1回/年
				院内定期点検	1回/日(平日)
	呼吸機能検査システム	CHESTAC-8900	チェスト	外部定期点検	1回/年
				院内定期点検	1回/日(平日)
	超音波検査（心エコー）	EPIQ 7G Ultrasound System	フィリップス・ジャパン	院内定期点検	1回/月
	超音波検査（エコー）	Aplio800 1号機	Canon	院内定期点検	1回/月
超音波検査（エコー）	Aplio800 2号機	Canon	院内定期点検	1回/月	
純音オーディオメータ	AA-H1 2台	リオン株式会社	外部定期点検	1回/年	
			院内定期点検	1回/日(平日)	
耳音響放射検査装置	ER-30A	リオン株式会社	外部定期点検	1回/年	
			院内定期点検	スポット	
誘発反応検査装置	ER-05	リオン株式会社	外部定期点検	1回/年	
			院内定期点検	スポット	

	機器	機種名	メーカー	方法	頻度
外来・病棟	体重計			外部定期点検	1回/2年
	身長計			院内定期点検	1回/年

	機器	機器名	メーカー	方法	頻度
放射線	MRI	MAGNETOM SolaFit(1.5T)	SIEMENS	外部定期点検	2回/年
				院内定期点検	2回/日
	MRI	MAGNETOM VidaFit(3.0T)	SIEMENS	外部定期点検	2回/年
				院内定期点検	2回/日
	CT	Revolution CT	GEヘルスケアジャパン	外部定期点検	4回/年
				院内定期点検	2回/日
	X線（X線高電圧装置、X線管装置）	UD150B-40	島津製作所	外部定期点検	1回/年
				院内定期点検	2回/日
	X線（X線高電圧装置、X線管装置）	Console Advance(Mobile)	富士フイルムメディカル	外部定期点検	1回/年
				院内定期点検	2回/日
	X線（X線高電圧装置、X線管装置）	Console Advance	富士フイルムメディカル	外部定期点検	1回/年
				院内定期点検	2回/日
X線（X線高電圧装置、X線管装置）	DR CALNEO Smart S47	富士フイルムメディカル	外部定期点検	1回/年	
			院内定期点検	2回/日	
X線（X線高電圧装置、X線管装置）	DR CALNEO Smart C12	富士フイルムメディカル	外部定期点検	1回/年	
			院内定期点検	2回/日	
X線（デジタルX線画像診断装置）	CALNEO PU	富士フイルムメディカル	外部定期点検	1回/年	
			院内定期点検	2回/日	
X線（デジタルX線画像診断装置）	BK-120	島津製作所	外部定期点検	1回/年	
			院内定期点検	2回/日	

X線（デジタルX線画像診断装置）	CALNEO AQRO	富士フィルムメディカル	外部定期点検	1回/年
			院内定期点検	2回/日
X線（デジタルX線画像診断装置）	DR CALNEO Flow C47	富士フィルムメディカル	外部定期点検	1回/年
			院内定期点検	2回/日
X線（デジタルX線画像診断装置）	DR CALNEO Flow C12	富士フィルムメディカル	外部定期点検	1回/年
			院内定期点検	2回/日
X線（デジタルX線画像診断装置）	DR CALNEO Flow C77	富士フィルムメディカル	外部定期点検	1回/年
			院内定期点検	2回/日
X線骨密度測定装置	Horizon A型	東洋メディック	外部定期点検	スポット
			院内定期点検	2回/日

	機器	装置名	メーカー	方法	頻度
内視鏡室	電子内視鏡（上部内視鏡）	EG-L580NW7	富士フィルムメディカル	外部点検	2回/年
	電子内視鏡（上部内視鏡）	EG-L600WR7	富士フィルムメディカル	外部点検	2回/年
	電子内視鏡（下部内視鏡）	EG-L600MP7	富士フィルムメディカル	外部点検	2回/年
	電子内視鏡（バルーン内視鏡）	EI-580BT	富士フィルムメディカル	外部点検	2回/年
	電子内視鏡（バルーン内視鏡）	EN-580T	富士フィルムメディカル	外部点検	2回/年
	電子内視鏡（バルーン内視鏡）	EN-580XP	富士フィルムメディカル	外部点検	2回/年
	光源装置	BL-7000	富士フィルムメディカル	外部点検	1回/年
	光源装置	LL-7000	富士フィルムメディカル	外部点検	1回/年
	プロセッサ	VP-7000	富士フィルムメディカル	外部点検	1回/年